



ADSS Grupo
Always Focus On You

DPL

en movimiento

Mayor fabricante
desde 2005

Profesional Servicio
de OEM / ODM

www.adss.com.cn

DPL

Multi-función

DPL es depilación patentada, rejuvenecimiento de la piel. método utilizado en clínicas alrededor del mundo con reconocimiento de marca global.



Aplicaciones

1 Depilación

2 Rejuvenecimiento de piel

3 Terapia de pigmentos

4 Terapia vascular

5 Tratamiento contra el acné



Mango



01

Zafiro
real

02

1 millón de
disparos


03

Tamaño del punto 10 * 50 mm

04


Filtrar longitudes de onda dobles

Teoría




During a treatment

La dermis entrega una alta tasa de repetición de pulsos únicos.



During a treatment

El folículo piloso absorbe energía y aumenta la dermis a la temperatura deseada.



After a treatment

Logrando una alta repetición de energía uniforme y una acumulación de calor sumamente eficaz.


¿Qué es DPL?

DPL es una nueva tecnología de depilación permanente y rejuvenecimiento de la piel que está teniendo un gran éxito.

Ventajas


01 Tecnología

- OPT / AFT: mantenga todos los pulsos iguales, reemplace el modo de salida de triángulo nítido tradicional para que la profundidad de penetración sea más uniforme y los pacientes se sientan más cómodos
Filtrar la doble longitud de onda: 530 nm - 750 nm; 640 nm- 750 nm
- Haz que la longitud de onda sea mucho más pura, más efectiva e indolora



02 Interfaz

- En modo de trabajo en movimiento, 1-10 HZ para ahorrar tiempo
- Dos modos de trabajo: E-light y DPL
satisfacer una demanda más amplia, más profesional
- El software es fácil de operar.



Antes y Después



Retorno de la inversión

Tratamiento	Zona	Precio
Depilación	Axila	100 USD
Rejuvenecimiento	Toda la cara	120 USD
Terapia de pigmentos	Media cara	150 USD
Terapia vascular	Media cara	120 USD
Tratamiento de acné	Toda la cara	110 USD

Testimonios



" Nuestros clientes están satisfechos con la resultados de la máquina DPL " .

Dr. Maria Sepúlveda



"Es tan potente, profesional y el sistema genial funciona fantástico".

Eduardo Montelongo, MD



" La DPL no es dolorosa debido al excelente aislamiento de los efectos térmicos en el tejido que rodea el folículo. El uso de fluencias bajas y pulsos relativamente cortos con alta frecuencia de repetición, junto con un enfriamiento por aire en la superficie de la piel, dan como resultado un tratamiento bien tolerado por los pacientes " .

Helen Smith, MD

Especificación

Controlador Pantalla LCD TFT de color verdadero de 10 " (24 bits para color)

Potencia de salida 2000W

Frecuencia 1-10Hz

Energía RF 1- -50J/cm²

Energía IPL DPL: 1-15J/cm² E-LIGHT: 1-50J/cm²

Número de pulso DPL: 1T (pulso único) E-LIGHT: 1-6T (pulsos múltiples)

Retardo de RF DPL: 1-100ms E-LIGHT: 1-500ms

Longitud de onda 640nm-750nm; 530nm- -750nm

Número de pieza de mano 2 piezas

Tamaño de la mancha 10* 50mm

Idiomas del programa Español, turco, inglés, ruso, etc.

Sistema de refrigeración semiconductor + aire + agua + gel refrigerante

Enfriamiento de la piel ≤0-10°C

Dimensión de la máquina 40*46*60 cm

Dimensión del paquete Los 66 * 66 * 62cm

NOROESTE. 32kg

G.W. 50kg

voltaje 220V / 110V

Paquete caja de aleación de aluminio